










Capuchons à visser (avec ou sans ouverture)	Capuchons à pas de vis court (avec ouverture/sans ouverture)	Capuchons à capsuler (avec ouverture uniquement)	Capuchons à pas de vis court magnétique (avec ouverture uniquement)	Divers systèmes de fermeture UltraBond DN9 + DN24
				
Bouchons PE (les inserts peuvent être fixés dans le bouchon)	Couvercle à capsuler (pour conservation d'échantillons)	Capuchons Push-on en PE DN 8 + DN 11	Bouchons PE (pour flacons à sertir DN8, DN11, DN20)	Capsules en aluminium avec ouverture
				
Capsule à sertir magnétique (ouverture de 5 mm)	Capsule à sertir magnétique (ouverture de 8 mm)	Capuchons à visser magnétique (ouverture de 8 mm/sans ouverture)	Capsule bimétallique magnétique (ouverture de 8 mm)	
				
Capsule headspace (capsule avec sécurité surpression)	Capsule déchirable au milieu	Capsules entièrement déchirables	Capsule à sertir avec enfoncement sur le pourtour	